

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych

CZĘŚĆ NR 6 Odczynniki laboratoryjne do ujawniania śladów linii papilarnych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (zł)	Wymagania dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy	Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz numer katalogowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ardrox roztwór roboczy Barwnik fluorescencyjny w rozpuszczalniku stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych po zastosowaniu metody cyjanoakrylanowej. Opakowanie zawierające 0,5 l roztworu roboczego.	op.	5			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
2	Rodomina B Barwnik fluorescencyjny stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych po zastosowaniu metody cyjanoakrylanowej. Opakowanie zawierające 25 g barwnika w postaci krystalicznej służącego do przygotowania roztworu.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
3	All Print Roztwór w areozolu stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na różnego rodzaju podłożach niechłonnych, zarówno suchych jak i mokrych oraz na powierzchniach pokrytych tłustą substancją. Opakowanie o pojemności 100ml.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	

4	Bluster Forensic Magnum Związek o bardzo wysokiej czułości wykrywania nieznacznych ilości śladów naniesionych krwią na podłożach chłonnych jak i niechłonnych. Opakowanie zawiera 125 ml cieczy.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
5	Crystal Violet Roztwór w areozolu stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych po zastosowaniu metody cjanoakrylowej, również na powierzchniach taśm klejacych. Opakowanie o pojemności 200 ml.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
6	Lumicyano Klej cjanoakrylowy zawierający w swoim składzie barwnik fluorescencyjny. Stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach. Opakowanie zawiera 20 ml kleju.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
7	Nin Plus Ultra Roztwór w areozolu stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach chłonnych o znacznie skróconym czasie reakcji- od kilku do 20 minut. Odczynnik nie niszczy podłoża i nie rozmywa pasty długopisowej. Opakowanie zawiera 200 ml odczynnika	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
8	Ray Mixture Roztwór, w którego skład wchodzi Basi-cRED28, Ardrex, BasicYellow 40. Stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych po zastosowaniu metody cjanoakrylowej. Opakowanie zawiera 500 ml cieczy.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	

9	Silver Nitrate Spray stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach chłonnych po zastosowaniu ninhydryny. Opakowanie o pojemności 240 ml.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
10	White WetWop Zawiesina proszku barwiącego koloru białego stosowana w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach o zwiększonej przyczepności oraz na powierzchniach klejących taśm. Opakowanie zawiera 100 ml roztworu roboczego.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
11	Basic Yellow 40 Barwnik w sprayu stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na powierzchniach niechłonnych po zastosowaniu metody cianoakrylowej. Opakowanie o pojemności 500 ml.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
12	EZ-FLO Roztwór roboczy stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na powierzchniach klejących taśm i etykiet, które zostały wcześniej odklejone od podłoża. Opakowanie zawiera 475 ml roztworu roboczego.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
13	UN-STIK roztwór roboczy stosowany w kryminalistyce do rozklejania powierzchni klejących taśm i etykiet. Opakowanie zawiera 118 ml roztworu roboczego.	op.	1			Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	

14	Leukocrystal Violet (LVC) Związek o bardzo wysokiej czułości wykrywania nieznacznych ilości śladów naniesionych krwią na podłożach chłonnych jak i niechłonnych. Opakowanie zawiera zestaw trzech odczynników.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
15	Wet Powder Black Zawiesina proszku barwiącego koloru czarnego stosowanego w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach pokrytych substancją klejącą. Opakowanie zawiera 250 ml zawiesiny.	op.	1			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
16	Gential Violet Roztwór fioleto gencjanowego na bazie etanolu. Opakowanie o pojemności 50ml.	op.	1			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
17	Small Particle Reagent (SPR) Zawiesina wodna zmielonego dwusiarczku molibdenu stosowana w kryminalistyce do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach mokrych bez potrzeby ich suszenia oraz na powierzchniach tłuszczonych. Opakowanie zawiera 500 ml zawiesiny.	op.	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
Razem					-		

.....
Miejscowość, data

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy