

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych

CZĘŚĆ NR 7 Analiza DNA w multiplesowych systemach zlokalizowanych na chromosomach eusonalnych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (zł)	Wymagania dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy	Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz numer katalogowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 23 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości PowerPlex Fusion System lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora AB 3500 w następujących loci: - znakowanych barwnikiem fluoresceina: Amelogenina, D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317 i Penta E, - znakowanych barwnikiem JOE: D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1PO i Penta D, - znakowanych barwnikiem TMR-ET: TH01, vWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX i DYS391, - znakowanych barwnikiem CXR-ET: D8S1179, D12S391, D19S433, FGA i D22S1045, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z termostabilną polimerazą DNA o właściwościach Hot Start, mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, wodę wolną od nukleaz oraz kompatybilną drabinę alleli i standard wielkości), - standard wielkości znakowany barwnikiem CC5, zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości (bp): 60,65,80,100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375, 400,425,450,475 i 500, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID z oprogramowaniem GeneMapper ID-X, użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych, - wystarczający na 800 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25µl, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 1 kompletny zestaw w/w odczynników.	zestaw	1			Karta charakterystyki Termin ważności: minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia. Termin dostawy do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia	
				RAZEM			

.....
 Miejscowość, data

.....
 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
 w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy)

